

LECKEY[®] Pal

Sistema di seduta PAL



Posture + **A**ttention = **L**earning

Una postura appropriata favorisce l'attenzione e facilita l'apprendimento

Ideata dal team di terapisti e progettisti della Leckey, PAL è un sistema di seduta esteticamente piacevole, robusto e di facile utilizzo a casa, a scuola o nelle strutture riabilitative. È stato progettato per bambini da 1 a 8 anni con lievi o moderate esigenze posturali. PAL migliora la stabilità in postura seduta, permettendo al bambino periodi più lunghi di attenzione e facilitando le attività motorio-manipolative.







Humpty Dumpty
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses
and all the king's men
Couldn't put Humpty together o

Little Miss Muffet
Little Miss Muffet
Sat on a tuffet
Eating her
Along c
Who s
And f

Red

Brown

Orange

Yellow

Green

Blue

White

Purple

she

there

be

he

come

we

Disponibile in 4 misure e in 4 colori, PAL si integra perfettamente nell'arredamento della cameretta del vostro bambino; la struttura in legno e i rivestimenti facilmente lavabili ne favoriscono l'impiego in ambiente scolastico.



Pal: base con pedana appoggia piedi



Pa

Scegliere il PAL giusto è facile come contare




al base con ruote

Pal base con stabilizzatore

Solo 3 semplici misurazioni per la scelta...

La semplicità di regolazione dell'altezza del piano di seduta, la regolazione in profondità e in larghezza del sedile, la regolazione in profondità e in larghezza del schienale e la cinghia pelvica di serie, unite ad alcuni accessori quali il divaricatore, il tavolino regolabile e il cuscino a cuneo, fanno di PAL un sistema di seduta particolarmente versatile per l'utilizzo nelle strutture riabilitative.

Bastano 3 semplici misurazioni:
1. la profondità della seduta
2. la larghezza della seduta
3. l'altezza della seduta da terra.



PAL è disponibile in 4 misure e in 4 colori: verde, arancio, azzurro e rosa.

Pedana appoggiapiedi, tavolino divaricatore, cuscino a cuneo e supporti imbottiti per il bacino completano la gamma degli accessori disponibili. Puoi scegliere differenti soluzioni per la base (vedi foto sottostanti).



Pal base a dondolo



Pal base in versione rialzata (disponibile solo per misura 1)

Tabella misure

	Età	Altezza utente	Peso utente	Profondità seduta	Larghezza seduta	Altezza seduta	Altezza bracciolo	Altezza schienale	Peso prodotto	Altezza tavolo
Misura 1	1 - 3 anni	700 - 950 mm	Max. 30 kg	180 - 240 mm	150 - 250 mm	160 - 240 mm	120-150 mm	265 mm	4,3 kg	400 mm
Misura 2	2 - 5 anni	900 - 1050 mm	Max. 35 kg	220 - 290 mm	170 - 270 mm	185 - 285 mm	140-170 mm	315 mm	6 kg	460 mm
Misura 3	4 - 8 anni	1000 - 1300 mm	Max. 40 kg	250 - 330 mm	230 - 330 mm	250 - 350 mm	180-230 mm	380 mm	8,2 kg	530 mm
Misura 4	7-12 anni	1200 - 1600 mm	Max. 50 kg	300 - 400 mm	280 - 380 mm	300 - 400 mm	190-240 mm	450 mm	10 kg	nd

Reclinazione dello schienale 95 - 105°

Pal nella versione standard è dotato di base a 4 gambe regolabili in altezza con profondità della seduta regolabile, schienale reclinabile, cintura pelvica a 2 punti, imbottiture schienale e sedile facilmente lavabili.


Accessori



Sistema di seduta PAL con base a 4 gambe regolabile in altezza



Base con ruote



Base a dondolo




Base con stabilizzatore



Base rialzata (solo per PAL misura 1)



Pedana appoggiapiedi



Supporti imbottiti per bacino da 25 mm
Supporti imbottiti per bacino da 50 mm




Tavolino con incavo regolabile in profondità
Inserto imbottito per tavolino (non illustrato)



Cuneo divaricatore
Misura 1
Misure 2 & 3




Cuscino a cuneo



Anche i tavoli sono disponibili in quattro colori: verde, arancione, azzurro e rosa

Tavolo per 4 persone
larg. 1300 mm x prof. 500 mm



Tavolo per 2 persone
larg. 650 mm x prof. 500 mm

LECKEY^o



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

