



BIMBO
Ausili per la mobilità

Sistemi di seduta


Seggiolina Kidoo



Kidoo è una seggiolina per bambini consigliata come sedia terapeutica in ambito scolastico e domestico.

La realizzazione in materiale "caldo", quale il legno, favoriscono confort, interazione del bimbo ed una migliore accettazione dell'ausilio da parte dei familiari. La seduta è in similpelle, un rivestimento impermeabile e semplice da sanificare, che garantisce l'igiene per l'utente soprattutto quando la seggiolina è utilizzata in ambienti pubblici.

La sedia è disponibile in quattro differenti misure, su ciascun modello è possibile regolare facilmente profondità ed altezza della seduta (così da seguire la crescita del bambino), altezza dei braccioli ed inclinazione dello schienale per avere un ottimale posizionamento. Nella dotazione base è compresa una cintura pelvica. Le gambe della Kidoo sono regolabili indipendentemente, questo consente (se necessario) di creare anche un particolare grado di inclinazione della seduta.



Codice articolo	Descrizione	↔	↗	↑	↔ A	↗ L	↑ F	↑ C	△ Z	📦	max
SEKID001	Seggiolina Kidoo misura 1	34 cm	37,5 cm	48 cm	23 cm	18-23,5 cm	19,5-26 cm	26 cm	95°-116°	8 kg	20 kg
SEKID002	Seggiolina Kidoo misura 2	37 cm	41 cm	56 cm	26,5 cm	22,5-30 cm	24-30,5 cm	31 cm	95°-116°	10 kg	30 kg
SEKID003	Seggiolina Kidoo misura 3	42 cm	53 cm	63 cm	31 cm	24,5-34,4 cm	27,5-34,5 cm	35 cm	95°-116°	12 kg	40 kg
SEKID004	Seggiolina Kidoo misura 4	47 cm	58 cm	75 cm	35 cm	31-41 cm	32-41 cm	40 cm	95°-116°	15 kg	55 kg

ACCESSORI seggiolina Kidoo



Poggiatesta Hexagon Pro®



Codice articolo
SEKID PGTESTA

Riduttori di seduta



Codice articolo
SEKID RIDSED6 coppia da 6 cm
SEKID RIDSED10 coppia da 10 cm

Separatore ginocchia



Codice articolo
SEKID SEPGINOC

Cuneo divaricatore



Codice articolo
SEKID CUNEO

Spinte laterali



Codice articolo
SEKIDSPINLAT

Tavolo



Codice articolo
SEKID TAVOLO

Seduta sagomata



Codice articolo
SEKID SEDSAGOM

Base stabilizzante



Codice articolo
SEKID BSTABIL

Base con ruote



Codice articolo
SEKID BSMOB

Base con ruote e pedana



Codice articolo
SEKID BSMOBFULL

Pedana poggipiedi



Codice articolo
SEKID POGGPIED

Tavolino JOY

- ↔ 90 cm
- ↗ 60 cm
- ↑ 40-70 cm
- ↔ incavo 40 cm
- ↗ incavo 20 cm



JOY è utilizzabile in ambito scolastico o domestico, regolabile in altezza e dotato di incavo.

Codice articolo
TAVOLOJOY